




.....

INDEX™ BPM

MISURATORE DI PRESSIONE SANGUIGNA SMART

LANCIO NUOVO PRODOTTO

**PANORAMICA:**

Monitora la tua salute in maniera semplice ed intuitiva con il misuratore di pressione sanguigna smart Index BPM. Fornisce letture accurate che possono essere visualizzate sul display integrato¹. I valori rilevati possono essere sincronizzati con l'account Garmin Connect™ tramite la tecnologia Wi-Fi®, in modo da poter visualizzare il dato istantaneo, la cronologia e le tendenze nell'app Garmin Connect² che possono essere condivisi in formato PDF con il proprio medico. Index BPM è perfettamente modulabile in base alla dimensione del braccio e include batterie sostituibili dall'utente che durano fino a 9 mesi.



CARATTERISTICHE:

FACILE ED INTUITIVO	Il misuratore all-in-one è dotato di un display integrato per visualizzare le letture e può essere portato ovunque.
UPLOAD DATI ALL'APP GARMIN CONNECT™	Le letture possono essere sincronizzate con il proprio account Garmin Connect tramite Wi-Fi®; sul proprio profilo è possibile visualizzare i dati istantanei, la cronologia e le tendenze².
RIVEDI E CONDIVIDI LE LETTURE	I dati riportano rilevazioni di 7 giorni, 4 settimane e 1 anno nell'app Garmin Connect; è possibile esportarli in un PDF per condividerli con il proprio medico.
COMODO E REGOLABILE	La fascia regolabile si adatta alle dimensioni del braccio (22-42cm di circonferenza).
PIÙ UTENTI	Si possono sincronizzare fino a 16 utenti¹ con i propri account Garmin Connect per vedere i propri dati.
DURATA BATTERIA (INCLUDE)	Fino a 9 mesi; include 4 batterie AAA.

CONFIGURAZIONI PRODOTTO:



INCLUDE		PAESE DI ORIGINE
Index BPM, 4 batterie AAA, guida rapida		Made in China
DESCRIZIONE	CODICE	EAN
Index BPM, Black	010-02464-02	753759268282

CARATTERISTICHE:

Dimensioni unità	58 x 145 x 47 mm
Dimensione display	32.4 x 21.4 mm
Risoluzione display	128 x 64 pixel
Tipologia display	OLED bianco e nero
Peso	320 g

Circonferenza braccio:	22–42 cm
Memoria e archiviazione:	Oltre 100 misurazioni tra una sincronizzazione e l'altra
Connettività:	Wi-Fi® e BLUETOOTH®
Durata batteria:	Fino a 9 mesi (batterie AAA sostituibili)

SPECIFICHE PACKAGING :



Index BPM	
Dimensioni scatola	8.9 x 8.3 x 20.2 cm
Peso scatola	494 g
Dimensioni scatola master	37.1 x 26.4 x 22.7 cm
Peso scatola master	6.4 kg
Quantità scatola master	12

¹Seguire sempre le istruzioni per l'uso. Index BPM è un dispositivo medico stand-alone che misura e visualizza la pressione arteriosa e la frequenza cardiaca del polso. Index BPM non è destinato a diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia e non è destinato all'uso da parte di bambini al di sotto dei 18 anni. Index BPM non è disponibile in tutti gli Stati; vedere disponibilità [Garmin.com/Italian/indexBPMregions](https://www.garmin.com/Italian/indexBPMregions) ²L'uso dell'app Garmin Connect con Index BPM è facoltativo e destinato solo alla visualizzazione secondaria, all'archiviazione e all'esportazione dei dati di Index BPM. Le funzioni dell'app Garmin Connect correlate non sono destinate ad alcuno scopo medico. L'utilizzo richiede un dispositivo compatibile con l'app Garmin Connect installata. Né l'App Garmin Connect né il dispositivo compatibile sono dispositivi medici o possono essere utilizzati come tali.

Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance.
Il marchio e i loghi Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l'uso di tali marchi da parte di Garmin è concesso in licenza.